


# 熱風加熱器 實驗室套件 燃燒器型 LKABH-13AM + HCAFM + AS-1


## 垂直噴射高溫空氣加熱滅菌



### ◆ 特徵 ◆


- 1). 因為成為配套元件，在邯鄲上裡熱風加熱器能使用。
- 2). 短時間吐出來900°C的高溫熱風。
- 3). 只能通過供電和吹出來供應空氣，因為沒有火焰會出來，它是安全和清潔的。


# Heat-tech



【實驗室配套元件摺包產品】

- ① 熱風加熱器立式安裝支架
- ② 熱風加熱器ABH-13AM/220V-350W/K((內置熱電偶1 m)
- ③  $\Phi 8$ 聚氨酯管1 M
- ④ 手動電源控制器 HCAFM
- ⑤ 電源線
- ⑥ 腳踏開關








【注意事項】

- ①這是耐壓0.3MPa的。
- ②請供給氣體應該是取出瀝乾。
- ③不供給低溫氣體而加熱的話加熱器燒壞。

電力W	350W
電壓V	220V
型號	ABH-13AM/220V-350W/L103/K
品名	熱風加熱器

日期	圖號
2023. 03. 30	ABH-LK-C1

**Heat-tech Co.,Ltd.**



電源電壓	時分割PID制御
制御方式	AC100V ~ 240V
制御電流	15A
気体流量	0 ~ 200L/min.
型號	HCAFM-15A-200L
品名	温度調節器搭載流量控制型 加熱制御器

2023. 03. 30	HCAFM-LK-C1
--------------	-------------

**Heat-tech Co.,Ltd.**

非接觸高速加熱

# Heat-tech

熱科技有限公司

*<https://heater.heat-tech.biz/tc/>*

日本國 650-0047 神戸市中央區港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)